

Problema	Causa probable	Solución
El FreeStyle 5 no funciona cuando se pulsa un botón de selección de flujo de impulso.	Batería descargada. Fallo de funcionamiento.	Alimente la unidad a través de una toma de CC o de CA.  Póngase en contacto con su proveedor del equipo, y use otra fuente de oxígeno según sea necesario.
Una alarma acústica suena continuamente y la luz (amarilla) de alarma parpadea.	El FreeStyle 5 no ha detectado ninguna respiración durante 15 minutos.	Compruebe la conexión de la cánula.  Asegúrese de que el tubo de la cánula no esté aplastado ni torcido.  Asegúrese de que la cánula esté en la posición correcta y que usted respira por la nariz. En el caso de respirar por la boca su médico puede recomendar una cinta de barbilla.
Estado de alarma intermitente, y la luz (amarilla) parpadea.	Es necesario recargar la batería.	Conecte la unidad a una toma de CC o CA antes de transcurridos 2 minutos, o conéctela al AirBelt opcional.
Estado de alarma intermitente, y la luz (amarilla) parpadea y la unidad FreeStyle 5 se apaga.	El voltaje de la batería es demasiado bajo para que funcione la unidad FreeStyle 5.	Conecte la unidad a una toma de CC o CA de inmediato.

Problema	Causa probable	Solución
Estado de alarma intermitente, y la luz (amarilla) de alarma parpadea.	La frecuencia respiratoria excedió la capacidad de la unidad FreeStyle 5.	Reduzca la actividad, apague la unidad y vuelva a encenderla para reiniciarla. Si fuera necesario, use otra fuente de oxígeno disponible y póngase en contacto con su proveedor del equipo.
Estado de alarma rápida e intermitente, y la luz (roja) de alarma está encendida continuamente.	Ha ocurrido un fallo general.	Use otra fuente de oxígeno disponible y póngase en contacto con su proveedor del equipo.
La unidad no arranca con la alimentación de la batería.	La unidad puede estar caliente o fría si queda en el exterior, por ejemplo en el interior de un automóvil.	Deje que la unidad llegue a una temperatura normal de funcionamiento, lo cual puede llevar varios minutos, si quedó expuesta a temperaturas extremas. Conecte temporalmente una fuente de alimentación CA o CC a la toma de corriente de la unidad y fuente de alimentación, según sea necesario, para reiniciar la batería interna de la unidad.
Demora al cargar la batería interna.	La batería interna supera la temperatura de carga.	La unidad se puede usar; sin embargo, la carga de la batería no comenzará hasta que se reduzca su temperatura. (Vea las notas sobre el cargador de la batería).

---

Problema	Causa probable	Solución
La unidad emite una alarma cuando se usa en el automóvil mientras está conectada a la toma de CC.	La unidad no recibe alimentación si la batería está descargada y la toma de CC no carga.	Desconecte la fuente de alimentación de CC de la toma del automóvil, vuelva a arrancar el vehículo y vuelva a conectar la fuente de alimentación de CC a la toma de CC del automóvil para reiniciar la fuente de alimentación de CC.
Todos los demás problemas.		Use otra fuente de oxígeno disponible y póngase en contacto con su proveedor del equipo.