

Para comenzar

Conecte la correa de hombro a la bolsa portátil.

Antes de utilizar el dispositivo SimplyGo por primera vez, la batería SimplyGo necesita un periodo de carga ininterrumpido inicial de 4 horas como mínimo. Puede llevarse a cabo instalando la batería y utilizando el cable de alimentación de CA, como se describe en las páginas siguientes.

Nota: Philips Respironics no recomienda utilizar alimentación de CC durante esta carga inicial.

Precaución: Utilice solo baterías Philips Respironics en su dispositivo SimplyGo. El uso de otras baterías podría dañar el dispositivo y anulará la garantía. Quite la batería si no se va a usar el SimplyGo durante un periodo prolongado de tiempo.

Tiempos de duración de la batería

Los tiempos de duración de la batería del SimplyGo varían dependiendo del modo de funcionamiento (flujo continuo o pulsos) que se utilice y de la configuración que se seleccione en el modo de funcionamiento. SimplyGo está diseñado para permitir un acceso fácil a la batería, de modo que resulte fácil cambiarla y utilizar baterías adicionales (se venden por separado) según sea necesario. Las baterías adicionales encajan fácilmente en el bolsillo con cremallera de la bolsa portátil o en la cómoda bolsa para accesorios. Adicionalmente, las baterías adicionales pueden cargarse en el cargador de batería externa (se vende por separado) o en el dispositivo SimplyGo (consulte el apartado «Carga de la batería con la fuente de alimentación de CA»), permitiendo una máxima flexibilidad para satisfacer sus necesidades de batería específicas.

La siguiente tabla muestra las duraciones aproximadas de la batería para la configuración de flujo de pulsos a 20 RPM y para la configuración de flujo continuo cuando la batería está totalmente cargada. La duración de su batería puede variar dependiendo de su nivel de actividad, el estado de las baterías y la antigüedad del dispositivo SimplyGo.

		Configuración de pulsos						Configuración de flujo continuo		
		1	2	3	4	5	6	0,5	1	2
Número de baterías	1	3,7 h	3,5 h	3,1 h	2,7 h	2,3 h	1,9 h	3,1 h	2,3 h	0,7 h
	2	7,4 h	7 h	6,2 h	5,4 h	4,6 h	3,8 h	6,2 h	4,6 h	1,4 h
	3	11,1 h	10,5 h	9,3 h	8,1 h	6,9 h	5,7 h	9,3 h	6,9 h	2,1 h
	4	14,8 h	14 h	12,4 h	10,8 h	9,2 h	7,6 h	12,4 h	9,2 h	2,8 h