

Baterías de Concentradores POC



Respironics SimplyGo Mini (a 20 RPM)

	(Doble)	(Std)
1 LPM -	13 hrs.	6,5 hrs.
2 LPM -	9 hrs.	4,5 hrs.
3 LPM -	7 hrs.	3,5 hrs.
4 LPM -	5 hrs.	2,5 hrs.
5 LPM -	4,5 hrs.	2 hrs.

PHILIPS
RESPIRONICS

Airsep Freestyle (a 20 RPM)

	Unidad+Airbelt.	Unidad
1 LPM -	10 hrs.	3.5 hrs.
2 LPM -	7 hrs.	2.5 hrs.
3 LPM -	5 hrs.	2 hrs.



Sequal Eclipse 2, 3 & 5

Rendimiento de la batería (a 12 bpm)

	Flujo continuo.	Pulso
1 LPM -	3.5 hrs.	5.4 hrs.
2 LPM -	2 hrs.	5.0 hrs.
3 LPM -	1.3 hrs.	4.5 hrs.
4 LPM -	---	4.0 hrs.
5 LPM -	---	3.7 hrs.
6 LPM -	---	3.5 hrs.
7 LPM -	---	2.5 hrs.
8 LPM -	---	2.0 hrs.
9 LPM -	---	1.7 hrs.

SEQUAL®



Inogen One G2

Horas basadas en 18 BPM

Batería de 12 Celdas:		Batería de 24 celdas	
- 1 LPM -	4.5 hrs	- 1 LPM -	9 hrs
- 2 LPM -	4 hrs	- 2 LPM -	8 hrs
- 3 LPM -	3 hrs	- 3 LPM -	6.5 hrs
- 4 LPM -	2.5 hrs	- 4 LPM -	5.5 hrs
- 5 LPM -	2.5 hrs	- 5 LPM -	4.5 hrs
- 6LPM -	2 hrs	- 6LPM -	4 hrs



inogen

Inogen One G3

Horas basadas en 18 BPM

Batería de 8 Celdas:		Batería de 16 Celdas:	
- 1 LPM -	4.5 hrs	- 1 LPM -	9 hrs
- 2 LPM -	4 hrs	- 2 LPM -	8 hrs
- 3 LPM -	3 hrs	- 3 LPM -	6.5 hrs
- 4 LPM -	2.5 hrs	- 4 LPM -	5.5 hrs
- 5 LPM -	2.5 hrs	- 5 LPM -	4.5 hrs

inogen



PHILIPS
RESPIRONICS

Respironics SimplyGo

La siguiente tabla muestra las duraciones aproximadas de la batería para la configuración de flujo de pulsos a 20 RPM y para la configuración de flujo continuo cuando la batería está totalmente cargada. La duración de su batería puede variar dependiendo de su nivel de actividad, el estado de las baterías y la antigüedad del dispositivo SimplyGo.

Número de baterías	Configuración de pulsos						Configuración de flujo continuo		
	1	2	3	4	5	6	0,5	1	2
1	3,7 h	3,5 h	3,1 h	2,7 h	2,3 h	1,9 h	3,1 h	2,3 h	0,7 h
2	7,4 h	7 h	6,2 h	5,4 h	4,6 h	3,8 h	6,2 h	4,6 h	1,4 h
3	11,1 h	10,5 h	9,3 h	8,1 h	6,9 h	5,7 h	9,3 h	6,9 h	2,1 h
4	14,8 h	14 h	12,4 h	10,8 h	9,2 h	7,6 h	12,4 h	9,2 h	2,8 h



PARA MAS INFORMACIÓN POR FAVOR... CONTÁCTENOS

OxiMedical
COLOMBIA

Customer Service Line: Toll Free # 1-800-591-3409

CELS.: BOGOTÁ: +57 318-678 8821 • +57 300-325 0730

• CALI: +57 301 537 4688 - +57 315-783 7832 • MEDELLÍN: +57 304-248 9922

Email: Oxigenopoc@gmail.com • www.oxigenopoc.com