



Consejos prácticos para un viaje tranquilo



✓ Programe el alquiler del concentrador con 15-30 días de anterioridad para garantizar la disponibilidad de la unidad y las baterías necesarias.

✓ Calcule bien el tiempo que toma todo el viaje incluyendo transporte terrestre hasta y desde el aeropuerto al destino final.

✓ Las aerolíneas siempre requerirán un 150% de tiempo de baterías con respecto a la duración de la porción aérea. Reserve las baterías necesarias para que no vayan a impedirle el ingreso al avión.

✓ El doctor del paciente debe llenar el certificado médico de la aerolínea al menos 3 o 4 días antes del vuelo y de inmediato enviarlo a la aerolínea. Consultar con servicio al cliente si puede enviarlo por email o en persona.

✓ Los concentradores de pulso normalmente requieren una dosis más alta comparados con los de flujo continuo, es decir, que si el paciente está a 2LPM en el equipo de casa puede necesitar 2.5LPM o 3LPM en un portátil (LPM = Litros por Minuto)

✓ Informe la mayoría de detalles que sean posible a su proveedor de oxígeno. Ejemplo: El paciente que tiene una traqueostomía requiere de un equipo diferente al de un paciente que usa cánula nasal.

✓ El subirse a una cabina de avión con un concentrador así no vaya a usarlo requiere que lo declare a la tripulación y en el counter.



Customer Service Line: Toll Free # 1-800-591-3409

CELS.: BOGOTÁ: +57 318-678 8821 • +57 300-325 0730

• CALI: +57 301 537 4688 - +57 315-783 7832 • MEDELLÍN: +57 304-248 9922

Email: Oxigenopoc@gmail.com • www.oxigenopoc.com