

## CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL USO DE BATERÍAS DE LITIO/LITHIUM ION



- ✓ Si no usa el equipo por períodos largos saquela del equipo o no la conecte (dependiendo del modelo).



- ✓ No guarde el equipo con la batería a un 100% de carga por largos periodos.. max a un 75%.



- ✓ Esporadicamente (cada 2 - 3 meses) drene la batería del equipo para recalibrarlas de la siguiente manera; ponga a funcionar el equipo hasta que el mismo se apague y las alarmas se silencien.. luego cargue lo de nuevo..



- ✓ Alterna la carga del equipo con la corriente alterna y la de batería para evitar dañar las celdas de esta.

\* Las baterías de Litio no guardan memoria entre cargas así que no importa en que porcentaje de carga esté puede ponerla a cargar de nuevo..



\* La duración de las baterías de Litium en concentradores portátiles de oxígeno a pulso puede variar dependiendo de las respiraciones por minuto del paciente, flujo en que se programe el equipo y el estado de la misma..

